

DATENBLATT „RETTUNGSDECKE GOLD/SILBER“

Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

Produktbeschreibung:

*Kälte- und Hitzeschutz für Verletzte, reflektiert
Körperwärme bzw. Sonnenstrahlen*. Gefahr einer
Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze vom Körper
abgehalten.*

**Silberseite nach außen reflektiert Sonnenstrahlen stärker als Goldseite*

Hersteller:	Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Artikelnummer:	4070
Verpackung:	50 Stück / Box, 5 Boxen / Karton
Anwendungsbereiche:	Notfallversorgung
Anwendungsdauer nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:	kurzzeitig
Klassifizierung nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX:	Klasse 1, Regel 4
Abmessungen:	160 x 210 cm
Verpackung:	einzeln mit Gebrauchsanweisung verpackt
Kennzeichnung:	alle Produkte sind gekennzeichnet mit Handelsnamen, Produktbezeichnung, Ab- messungen, REF-Nr. und Hersteller, LOT-Nr.

*Hinweis: Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch- Materialveränderungen können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden