



PULL-ONS DISCREET

Attends Pull-Ons Discreet Einmalhosen haben eine besonders diskrete Form. Die aufsaugenden Einmalhosen können ganz einfach an- und wieder ausgezogen werden und sind bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz geeignet.




Erhältliche Saugstärke:



Ein **rundum elastischer Bund** für einen anschmiegsamen Sitz.

Der **Zweifach-Saugkern mit Aufnahmeschicht** bietet extra Saugfähigkeit in der Mitte des Produkts - das verhindert Auslaufen und hält die Haut trocken.



Ultraschallverbindungs-technologie mit weichen Nähten ohne Klebstoff.

Weiche weiße Auslaufbarrieren verhindern das Austreten von Flüssigkeit.

Der **Nässeindikator** zeigt (durch Verschwimmen) an, wann das Produkt gewechselt werden sollte.



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Odour Protection schützt vor unangenehmen Gerüchen



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



100% atmungsaktiv für rundum angenehmen Tragekomfort

 Attends PULL-ONS		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- positionsnr.
Saugstärke	Größe						
3 	M	80-110	10 6 x 10	212585 212769	18244607 18336551	535	15.25.31.1039
	L	100-140	10 6 x 10	212592 212776	18244613 18336568	554	15.25.31.1040

Zweischicht-Saugkern

besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht

Rückseite

besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

Hautnahe Innenseite

besteht aus Vlies

Latexfrei



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde



Climate neutral
Site
ClimatePartner.com/15885-2109-1001

Unser Werk in Schweden ist als klimaneutrale Produktionsstätte zertifiziert.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



**STANDARD
100**
SE 21-260
RISE
www.oeko-tex.com

Viele unserer Attends-Produkte sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und somit streng schadstoffgeprüft.



Verpackung enthält mind. 30% recycelten Kunststoff.



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden