

ARNOMED NITRIL XTRA LONG

Extra dicke und lange Nitril Handschuhe Extra Thick And Long Nitrile Gloves



Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, extra dick (50% dicker als herkömmliche Nitrilhandschuhe), extra lang (30 cm), mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, extra thick (50% thicker than regular nitrile gloves), extra long (30 cm), with textured fingertips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril, extra dick & lang
ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile, extra thick & long



Artikelname Article Name	Art.-Nr. REF	Größe Size	Farbe Colour	Stk./Box Pcs/box	Boxen/Krt. Boxes/carton	Boxen/Pal. Boxes/pallet
ARNOMED NITRIL XTRA LONG	353-S	S	Blau Blue	100	10	600
ARNOMED NITRIL XTRA LONG	353-M	M	Blau Blue	100	10	600
ARNOMED NITRIL XTRA LONG	353-L	L	Blau Blue	100	10	600
ARNOMED NITRIL XTRA LONG	353-XL	XL	Blau Blue	100	10	600

Qualitätssicherung Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN ISO 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4
AQL 1.0

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen
CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Lebensmittelunbedenklich
Food Safe



Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

ARNOWA

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm	Vor Alterung Before Aging	
S	300 ± 10	≤ 84	0,09 ± 0,03	0,14 ± 0,02	0,10 ± 0,02		
M	300 ± 10	94 ± 3	0,09 ± 0,03	0,14 ± 0,02	0,10 ± 0,02	6 N	500 %
L	300 ± 10	105 ± 3	0,09 ± 0,03	0,14 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	300 ± 10	≥ 113	0,09 ± 0,03	0,14 ± 0,02	0,10 ± 0,02	6 N	400 %

Letzte Änderungen
Last Changes

23.04.2026



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten, Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de