

ARNOMED VINYL

Puderfreie Vinyl Handschuhe

Powder-free Vinyl Gloves

Produktbeschreibung

Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen

Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Vinylhandschuhe puderfrei, unsteril.

ARNOMED Vinyl Gloves powder-free, non sterile.

Artikelbezeichnung article description	Art.-Nr. REF	Größe size	Farbe colour	Stk./Box pcs/box	Boxen/Krt. boxes/carton	Boxen/Pal. boxes/pallet
 ARNOMED VINYL PF	201-S	S	Transparent Transparent	100	10	840
 ARNOMED VINYL PF	201-M	M	Transparent Transparent	100	10	840
 ARNOMED VINYL PF	201-L	L	Transparent Transparent	100	10	840
 ARNOMED VINYL PF	201-XL	XL	Transparent Transparent	100	10	840

Qualitätssicherung

Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523-1; EN ISO 21420;

EN 455 - 1, 2, 3, 4; AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B



Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

ARNOWA

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			Schaft Cuff	Finger Finger	Hand Palm		
S	240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Vor Alterung Before Aging	
M	240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	300 %
L	240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02	6 N	300 %

Letzte Änderungen

21.01.2026

Last Changes



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten, Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de