

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Copolymer sterile

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Handschuhe aus Copolymer, auf Papier gestanzt, glatte Oberfläche, transparent, steril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Single-use gloves made of copolymer, stamped on paper, smooth surface, transparent, sterile and powder-free. Can be worn on either hand.																																							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Industrie, Hotellerie und medizinischen Einrichtungen. Suitable for use in industrial settings, the hospitality industry, and medical facilities.																																							
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves</td><td>S</td><td>transparent/ transparent</td><td>○ 100 Stk./ pcs</td><td>74600</td><td>4046153025541</td><td>09522378</td><td>24</td></tr><tr><td>Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves</td><td>M</td><td>transparent/ transparent</td><td>○ 100 Stk./ pcs.</td><td>74610</td><td>4046153025602</td><td>09522384</td><td>24</td></tr><tr><td>Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves</td><td>L</td><td>transparent/ transparent</td><td>○ 100 Stk./ pcs.</td><td>74620</td><td>4046153025688</td><td>09522390</td><td>24</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	S	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs	74600	4046153025541	09522378	24	Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	M	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs.	74610	4046153025602	09522384	24	Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	L	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs.	74620	4046153025688	09522390	24
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																	
Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	S	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs	74600	4046153025541	09522378	24																																	
Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	M	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs.	74610	4046153025602	09522384	24																																	
Copolymerhandschuhe/ Copolymer gloves	L	transparent/ transparent	○ 100 Stk./ pcs.	74620	4046153025688	09522390	24																																	
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 Medizinproduktklasse Is Medical Device Class Is																																							
Material Material	Copolymer Copolymer																																							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																							
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters	<table><tr><th rowspan="2">Größe/ Size</th><th rowspan="2">Länge/ Length in mm</th><th rowspan="2">Breite/ Width in mm</th><th colspan="3">Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm</th></tr><tr><th>Schaft/Cuff</th><th>Hand/Palm</th><th>Finger/Finger</th></tr><tr><td>S</td><td>280 ± 10</td><td>215 ± 5</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td></tr><tr><td>M</td><td>280 ± 10</td><td>225 ± 5</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td></tr><tr><td>L</td><td>280 ± 10</td><td>240 ± 5</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td><td>0,025 ± 5%</td></tr></table>								Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	S	280 ± 10	215 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	M	280 ± 10	225 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	L	280 ± 10	240 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%					
Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm																																					
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger																																			
S	280 ± 10	215 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%																																			
M	280 ± 10	225 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%																																			
L	280 ± 10	240 ± 5	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%	0,025 ± 5%																																			
Symbole Symbols	CE0123 MD EN455 AQL1.5 STERILIZE STERILE R 30°C LATEX 20 PAP 21 PAP 22 PAP																																							