

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution PF

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on the right and left.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, medizinischen Einrichtungen, Gebäudereinigung, Handwerk und Laboren.

Suitable for use in the food industry, medical facilities, building cleaning, trade and laboratories.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	weiß/ white ○	200 Stk./ pcs.	76155	4046153102464	07764924	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	weiß/ white ○	200 Stk./ pcs.	76156	4046153102488	07764930	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	weiß/ white ○	200 Stk./ pcs.	76157	4046153102501	07764947	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	weiß/ white ○	200 Stk./ pcs.	76158	4046153102525	07764953	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	weiß/ white ○	200 Stk./ pcs.	76159	4046153102549	07764976	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue ●	200 Stk./ pcs.	76160	4046153102563	07764864	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue ●	200 Stk./ pcs.	76161	4046153102587	07764870	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue ●	200 Stk./ pcs.	76162	4046153102600	07764887	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue ●	200 Stk./ pcs.	76163	4046153102624	07764893	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue ●	200 Stk./ pcs.	76164	4046153102648	07764901	10

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4

EN ISO 374-1, -2, -4, -5

EN 16523-1:2015+A1:2018

DIN EN ISO 21420:2020

AQL 1.5

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.

The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).

The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution PF blue

Material Material	Nitril Nitrile						
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years						
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters	Größe/ Size		Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
					Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
	XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	
	S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	
	M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	
	L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	
	XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02	
	Vor Alterung/Before Ageing						Nach Alterung/After Ageing
	Reißfestigkeit/ Tensile strength		Dehnbarkeit/ Elasticity		Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	
	≥ 6 N		min. 500%		≥ 6 N	min. 400%	
Symbole Symbols							