

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex, beige, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, gepudert. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of latex, beige, with textured fingertips, non-sterile and powdered. Can be worn on either hand.</i>																																																							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Hotel, Industrie/Handwerk, Gebäudereinigung. <i>Suitable for use in medical facilities, hotels, industry/trades, and building cleaning.</i>																																																							
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XS</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74006</td><td>4046153023004</td><td>02074439</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>S</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74010</td><td>4046153023080</td><td>00350881</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>M</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74020</td><td>4046153023127</td><td>00350898</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>L</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74030</td><td>4046153023165</td><td>00350906</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XL</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74038</td><td>4046153023240</td><td>02074445</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74006	4046153023004	02074439	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74010	4046153023080	00350881	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74020	4046153023127	00350898	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74030	4046153023165	00350906	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74038	4046153023240	02074445	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74006	4046153023004	02074439	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74010	4046153023080	00350881	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74020	4046153023127	00350898	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74030	4046153023165	00350906	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74038	4046153023240	02074445	10																																																	
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																																							
Material Material	Latex <i>Latex</i>																																																							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																							



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 650%	≥ 6 N	≥ 500%

Proteingehalt Protein Content

Messmethode max. 200 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)
Measurement method max. 200 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko Latex Allergy Risk

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole Symbols

