

PRODUKTINFORMATION

Orion-Reflex Decke 200 x 150 cm



Artikelnummer:	0704001
Gewicht (kg):	0,5
PZN:	0
EAN:	4250108820048
Zolltarifnummer:	39219060

Beschreibung:

Sehr strapazierfähige Allzweck-Schutzdecke, pflegeleicht, desinfizierbar, für den Dauergebrauch geeignet. Dreifach-Verbundmaterial aus aluminiumbedampfter Polyesterfolie mit Polyestergittergewebe und PE-Folie. Kanten eingefasst, Ecken abgerundet, verstärkt und mit Ösen versehen. In PE-Schnellverschlussbeutel.