



Artikelnummer 210723

Classic

**Abena Classic, 4XL/5XL, weiss, PP,
 Einweg**



Produktspezifikationen

Marke	Abena
Produktserie	Classic
Größe	4XL/5XL
Farbe	Weiss
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einweg
Material	PP
Länge/Tiefe	195 cm
Breite	80 cm
Stärke	28 g/m ²
Toleranz	+/- 2 cm
Zertifizierungen	CE, Für Lebensmittel
CE-Klasse	Klasse I
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	10/2011/EU, 93/42/EEC
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken lagern, bei Raumtemperatur und nicht im Sonnenlicht.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Mit Hausmüll entsorgen. Bei Kontaminierungsverdacht als klinischen Abfall entsorgen.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Wiederverwerten oder verbrennen

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	50 stck	0.505 m	0.34 m	0.405 m	5703538073793
stck					5703538073779



Das Glas-Gabel-Symbol garantiert, dass Produkte gemäß der europäischen Gesetzgebung getestet und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen wurden. Das Symbol ist für Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden, obligatorisch.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Geräten zu finden.



Das Produkt ist nur zum
einmaligen Gebrauch
bestimmt.



Das Produkt ist latexfrei.