

BODE Eurospender 3

Robuste, autoklavierbare Halterung aus rostfreiem Edelstahl für Betten.



Produkteigenschaften

- Zuverlässige, robuste Drahtkonstruktion aus Edelstahl
- Halterung für die Anbringung am Bettgestell
- Für 500 ml und 1000 ml Flaschen
- Einfache Installation/Bedienung
- Lieferung ohne Flasche und Pumpe



Aufbereitung

Der Spender lässt sich leicht reinigen sowie desinfizieren z.B. mit den Bacillol® 30 Sensitive Tissues.

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info

Technische Daten

für 500 ml Flaschen

H x B x T ohne Halterung (gerade)

115 x 73 x 75 mm

für 1000 ml Flaschen

H x B x T ohne Halterung (gebogen)

140 x 90 x 90 mm



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com



Produktname	Produkteigenschaft	Artikel-nummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
BODE Eurospender 3 mit gerader Halterung	für 500 ml Flaschen	980 381	-	10
BODE Eurospender 3 mit gebogener Halterung	für 1000 ml Flaschen	980 880	-	10
Auffangschale	für BODE Eurospender 3	981 735	-	10
Einmalpumpe mit langem Auslauf	für 500 ml Flaschen	981 602	14027652	200
	für 1000 ml Flaschen	981 603	14027669	200

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info