

Holthaus Medical GmbH & Co. KG - Qualitätsmanagement	Dok.Nr.: TF 40760.05 Gültig ab: 03.04.2023
Technical File	Seite 1 von 1

YPSIPLAST Pflasterstrips, wasserfest

Schachteln mit 50 Stück 1,9x7,2 cm REF 40762
Schachteln mit 50 Stück 2,5x7,2 cm REF 40765
Sortimentsschachtel 50 Stück gemischt REF 40760
 24 x 40762, 20 x 40765 u. 6 x rund Ø 23mm



Vorgesehener Verwendungszweck: Zur schnellen Versorgung kleiner Wunden

Anwendungsbereiche: Erste-Hilfe, Notfallversorgung und professionelle Anwender

Anwendungsdauer nach Anhang VIII
 Kapitel I der Verordnung (EU) 2017/745: kurzzeitig
 Klassifizierung nach Anhang VIII
 Kapitel III der Verordnung (EU) 2017/745: Klasse I, Regel 4

Technische Beschreibung :

Die Pflaster sind hautfreundlich, hypoallergen, atmungsaktiv.

Träger: perforierte PE-Folie
 (hautfarben, wasserabweisend, schmutzabweisend, flexibel und robust)

Kleber: Acrylat, hypoallergen

Wundauflage: Faservlies für medizinische Verwendung mit hoher Saugfähigkeit
 Fasermaterial: 100% Viskose
 Wundseite: Nicht wundverklebend, PE-Netz

Abdeckmaterial: Papier, weiß, einseitig silikonisiert

Abmessungen: 1,9cm x 7,2cm
 2,5cm x 7,2cm
 Ø 23mm

Verpackung: 50 Stück in der Schachtel, einzeln eingesiegelt

Lagerung: Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern

Kennzeichnung: gemäß DIN EN ISO 15223-1

erstellt am: 03.04.2023
 erstellt von: LA:Be

geprüft und freigegeben am:
 geprüft und freigegeben von:

03.04.2023 gültig ab: 03.04.2023
 GL:AH Dok.-Nr. TF40760.05