PRODUKTSPEZIFIKATION

REF 901903 BURN COVER

1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschreibung



Burn Cover ist ein wasserfestes Hydrogelpflaster, das für den Schutz kleinerer Verbrennungen und Verbrühungen vorgesehen ist. Die Pflaster sorgen für eine kühle, lindernde und feuchte Umgebung, die die Wundheilung fördert. Die Farbe ist blau, wodurch die Pflaster visuell erkennbar sind. Die Pflaster sind einzeln verpackt und steril.

Vor der Versorgung mit Burn Cover die Brandwunde mindestens 20 Minuten lang kühlen. Nicht für große und schwere Brandwunden bzw. infizierte oder blutende Wunden verwenden.

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung.

Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Gebrauch in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material	***Menge***	***Abmessungen, Pflaster***	***Abmessungen, Wundauflage***
Hydrogelkompresse	10	74 x 45 mm	50 x 27 mm

Material

Träger:	Blaues Polyurethan
Klebstoff:	Klebstoff für medizinische Zwecke
Wundauflage:	Hydrogel (50 % Wasser)
Schutzpapier:	Polyethylenfolie mit Silikonbeschichtung
Verpackung:	Mehrlagiges Papier/Aluminium/Polymerbeutel

Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

Sterilisierung: Die Wundauflagen sind mit Gamma-Strahlung sterilisiert.

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	**SKU**	**Palette**
GTIN:	7310619019038	7310809019039	7312029019035
Inhalt:	10 Stck.	10 CU	25 SKU/Lage x 4 Lagen
Größe (B x L x H mm)**:**	108 x 25 x 78	165 x 140 x 124	800 x 1200 x 1266
Bruttogewicht:	51 g	578 g	223 kg
Verpackungsmaterial:	Karton 10 g	Wellpappe 68 g	-

Fassung: 04
Herausgegeben am:
03.04.2020

Orkla Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Schweden, Telefon +46 (0)10 142 64 00
www.cederroth.com firstaid@cederroth.com