PRODUKTDATEN

REF 6796 SALVEQUICK FINGERVERBAND DETECTABLE

1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG



Beschreibung

Die Fingerverbände Detectable sind in einem Karton verpackt, der für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen ist. Die Fingerverbände sind extralang und eignen sich auf diese Weise gut zum Umwickeln der Finger. Die Salvequick Fingerverbände Detectable werden von den gängigsten Metalldetektoren erkannt, und durch die blaue Farbe sind sie auch leicht visuell erkennbar, wodurch sich diese Wundschnellverbände besonders für den Einsatz in Restaurants und in der Lebensmittelindustrie eignen. Der Fingerverband lässt sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen.



Der Fingerverband besteht aus einer Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist, mittig auf dem Klebestreifen ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Beim Herausziehen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt der untere Schutzstreifen zurück. Auf diese Weise kann der Fingerverband mit einer Hand auf der Haut angeordnet werden, und nachdem der Rest des Schutzpapiers entfernt wurde, ist der Wundschnellverband einsatzbereit.

Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material	***Menge (St.)***	***Abmessungen (mm)***	
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100	
Je Nachfüllpackung:		*Klebestreifen*	*Wundkissen*
Fingerverband	39	120 x 19	24 x 19

Material

Folie/Träger:	Polyurethan/Polystyrolfolie (blau, weich und flexibel)
Klebstoff:	Acrylat
Wundkissen:	Beschichtung aus Viskose, Polypropylen und Polyethylen mit Wundauflageschicht aus Polyethylen und einer als Metall detektierbaren Aluminiumfolie
Deckschicht:	Papier mit Silikonbeschichtung und Kunststoff
Schutzpapier:	Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	**SKU**	**Palette**
GTIN:	7310610067960	7310806796001	-
Inhalt	6 Nachfüllpackungen	10 CU	11 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm)**:**	125 x 100 x 90	130 x 513 x 190	Palette 800 x 1200 x 1100
Bruttogewicht:	217 g	2383 g	156 kg
Verpackungsmaterial	Karton 25 g	Wellpappe 213 g	-

Fassung: 07
Herausgegeben am: 12.05.2021

Orkla Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Schweden, Telefon +46 (0)10 142 64 00 www.firstaid.cederroth.com firstaid@cederroth.com