PRODUKTDATEN

REF 6096 SALVEQUICK FINGERVERBAND WASSERABWEISEND

1 ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschreibung



Die Fingerverbände Wasserabweisend (Pflaster) sind in einer Nachfüllpackung aus Karton verpackt, die für den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände vorgesehen ist. Die Fingerverbände sind extralang und eignen sich auf diese Weise gut zum Umwickeln der Finger.

Die Pflaster lassen sich leicht mit nur einer Hand herausziehen und auf der Wunde anordnen.

Der Fingerverband besteht aus einer Trägerschicht, die gleichmäßig mit einer Klebeschicht bedeckt ist, mittig auf dem Klebestreifen ist ein saugfähiges Wundkissen angeordnet. Der Klebstoff ist mit einer mit Trennmittel beschichteten Folie abgedeckt, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausziehen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt der untere Schutzstreifen zurück. Auf diese Weise kann der Fingerverband mit einer Hand aufgeklebt werden, und nachdem der Rest des Schutzpapiers entfernt wurde, ist der Wundschnellverband einsatzbereit.



Hinweise zur Lagerung

Trocken bei Zimmertemperatur lagern. Für maximalen Schutz bis zum Einsatz in der Originalverpackung lagern.

2 DETAILLIERTE PRODUKTINFORMATIONEN

Inhalt pro Endverbrauchereinheit

Produkt/Material	***Menge (St.)***	***Abmessungen (mm)***	
Nachfüllpackungen	6	30 x 88 x 100	
Je Nachfüllpackung:		*Klebestreifen*	*Wundkissen*
Fingerverband	30	120 x 20	24 x 12

Material

Folie/Träger:	Polyurethan/Polystyrolfolie (beige)
Klebstoff:	Acrylat
Wundkissen:	Viskose, Polypropylen, Polyethylen mit Wundauflageschicht aus Polyethylen.
Deckschicht:	Papier mit Silikonbeschichtung und Kunststoff
Schutzpapier:	Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
Verpackung:	Karton

Haltbarkeit: 5 Jahre

3 LOGISTIKINFORMATIONEN

	CU	SKU	Palette
GTIN:	7310610060961	7310800060962	-
Inhalt	6 Nachfüllpackungen	10 CU	11 SKU/Lage x 5 Lagen
Größe (B x L x H mm)**:**	125 x 100 x 90	130 x 513 x 190	Palette 800 x 1200 x 1100
Bruttogewicht:	174 g	1953 g	132 kg
Verpackungsmaterial	Karton 25 g	Wellpappe 213 g	-

Fassung: 04
Herausgegeben am: 26.06.2017

Orkla Care AB, Svetsarvägen 15, Box 1336, SE 171 26 Solna, Schweden, Telefon +46 (0)10 142 64 00 www.firstaid.cederroth.com firstaid@cederroth.com